

유세포분석용 PE 마우스 항-인간 Cd56/Ncam1 단일클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0004433



소개

유세포분석 응용을 위한 PE 마우스 항-인간 CD56/NCAM1 단일클론 항체입니다. 신경 세포 접착 및 바이러스 침투에 관여하는 95 kDa 신경 세포 접착 분자 1(NCAM1)을 검출합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 마우스 항-인간 CD56/NCAM1 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종	인간(Human)
유전자 ID	4684
면역원	인간 CD56/NCAM 재조합 단백질.
공급원	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백