

Fc용 Pe 마우스 항-인간 Tcr Vδ2 단일클론 항체 - P04234

품목 번호: CM0011013



소개

유세포 분석에 최적화된 이 PE 접합 마우스 단일클론 항체는 인간 TCR Vδ2를 표적으로 하며, 면역학 연구에서 신뢰성 높은 T세포 아형 분석과 인간 샘플에 대한 높은 특이성을 제공하여 감마/델타 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 마우스 항-인간 TCR Vδ2 mAb
비고/별칭	TCRD; TRD@; TCRDV1
종	인간
GeneID	6964
면역원	인간 TCR Vδ2의 재조합 단백질
출처	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04234
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩