


유세포 분석용 PE 마우스 항-토끼 IgG (Fc) 단일클론 항체 - P01870

품목 번호: CM0006472



소개

토끼 IgG의 Fc 영역을 표적으로 하는 PE 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 면역학 연구 및 진단 분석에서 토끼 면역글로불린을 유세포 분석으로 검출하도록 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 마우스 항-토끼 IgG (Fc) 단일클론 항체
종	토끼
면역원	재조합 단백질 토끼 IgG (Fc)의 아미노산 96-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (P01870)
유래 동물	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	토끼
SWISS	P01870
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩