

유세포 분석용 Pe 토끼 항-4-Hydroxynonenal (4-Hne) 단일클론 항체

품목 번호: CM0000056

소개

지질 과산화 마커인 4-Hydroxynonenal (4-HNE)을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 종에 독립적인 반응성을 가집니다. IVD 원자재 조달을 위해 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-4-Hydroxynonenal mAb
비고/별칭	4-HNE
면역원	4-Hydroxynonenal에 해당하는 화합물.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
응용	FC (세포 내)
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스백