

Pe Rabbit Anti-Chicken Cd25 단일클론항체 For Fc - Q90Wj4

품목 번호: CM0004552

소개

닭 CD25(IL-2 수용체 알파)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 조류 면역학 연구, Treg 연구 및 면역 관용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Chicken CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	마우스
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	395294
면역원	재조합 단백질 닭 CD25의 아미노산 21-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_989927.2).
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	닭
SWISS	Q90WJ4
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스백