

Pe 토끼 항개 Cd19 단클론 항체 - Cd19

품목 번호: CM0008193

소개

유세포 측정법에서 특별히 검증된 개 CD19에 대한
고품질 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 개 모델에서
B세포 면역표현형 분석 및 면역 모니터링에 적합하며,
IVD 검사 개발에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해
최적화되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항개 CD19 mAb
종	개
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	607898
면역원	제조합 단백질; 개 CD19 (XP_013969991.1)의 아미노산 20-299번 서열에 해당하는 제조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정법)
교차 반응성	개
배송 방식	아이스 팩