

Pe Rabbit Anti-G4S Linker Mab - G4S Linker

품목 번호: CM0009696

소개

G4S 링커 펩타이드를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 종 독립적 반응성을 가진 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 연구 및 진단에서 G4S 태그 단백질을 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-G4S Linker mAb
면역원	합성 펩타이드 (G4S Linker에서 유래한 합성 펩타이드)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백