

Pe 토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 Mab - 유세포 분석 항체

품목 번호: CM0012484

소개

염소 IgG (Fc) 단편에 특이적인 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 높은 특이성과 다른 종과의 교차 반응이 최소화되어 있습니다. 염소 항체의 면역분석 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 mAb
종	염소
면역원	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스백