


Pe Rabbit Anti-Human C5Ar1/Cd88 단일클론 항체 For Fc - P21730

품목 번호: CM0009376



소개

인간 C5AR1/CD88을 표적으로 하는 고품질 PE-접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(FC) 전용. 염증, 주화성, GPCR 신호전달 연구용. CamelBio IVD 원료 공급.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human C5AR1/CD88 mAb
비고/별칭	C5A; C5AR; C5R1; CD88
종	인간
GeneID (Human)	728
GeneID	728
면역원	인간 C5AR1/CD88 (NP_001727.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21730
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백