


세포내 유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 칼레티쿨린 단클론 항체 - P27797

품목 번호: CM0008827



소개

세포내 유세포 분석(FC)용 PE 접합 토끼 항인간 칼레티쿨린 단클론 항체입니다. 단백질 접힘, 칼슘 결합 및 품질 관리에 관여하는 ER 샤페론 CALR (P27797)을 표적으로 합니다. 인간에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간 칼레티쿨린 단클론 항체
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
반응 종	인간
GeneID (인간)	811
GeneID	811
면역원	재조합 단백질: 인간 칼레티쿨린 (NP_004334.1)의 아미노산 335-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	세포내 유세포 분석 (FC intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P27797
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩