


Fc용 Pe 토끼 항인간 Casr 단클론 항체 - P41180

품목 번호: CM0008695



소개

인간 CaSR(세포의 칼슘 감지 수용체; SWISS: P41180, ~121 kDa)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 진단 검사 개발을 위한 IVD 원자재로 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CaSR mAb
비고/별칭	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCl; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCI
종	인간
GeneID (인간)	846
GeneID	846
면역원	합성 펩타이드 인간 CaSR (NP_000379.3)의 아미노산 211-310 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P41180
단백질 분자량	121kDa
배송 방식	아이스백