


## 유세포분석용 Pe 토끼 항인간 Cd100/Sema4D 단클론 항체 - Q92854

품목 번호: CM0010400



### 소개

인간 CD100/SEMA4D를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 면역 및 신경 신호 전달에 관여하는 세포 표면 수용체인 인간 세마포린-4D(Semaphorin-4D)를 인식합니다. 면역학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항인간 CD100/SEMA4D mAb                                                           |
| 비고/별칭       | A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G                       |
| 종           | 인간                                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 10507                                                                                |
| 유전자 ID      | 10507                                                                                |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 Semaphorin-4D/CD100의 아미노산 22-734에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_006369.3) |
| 기원          | 토끼                                                                                   |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                               |
| 적용 분야       | FC (유세포분석)                                                                           |
| 교차 반응성      | 인간                                                                                   |
| SWISS       | Q92854                                                                               |
| 단백질 분자량     | 82kDa/96kDa                                                                          |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                                 |