

유세포분석용 PE 토끼 항-인간 CD117/C-Kit 단일클론 항체 - P10721

품목 번호: CM0010377



소개

인간 CD117/c-Kit에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석용으로 검증되었습니다. 조혈, 비만세포 및 종양학 연구에서 SCF 수용체를 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
종	인간
GeneID	3815
면역원	재조합 단백질 인간 CD117/c-Kit의 아미노산 26~520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000213.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스팩