


Pe 토끼 항인간 CD11A Mab (Fc용) - P20701

품목 번호: CM0009568



소개

유세포분석(FC)용으로 인간 CD11a(ITGAL, LFA-1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며 분자량은 118-134 kDa입니다. 면역세포 접착 및 백혈구 이동 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD11a mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3683
유전자ID	3683
면역원	인간 CD11a (NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20701
단백질 분자량	118kDa / 129kDa / 134kDa
배송 방식	아이스백