


Pe Rabbit Anti-Human Cd123 Mab - P26951

품목 번호: CM0004072



소개

인간 CD123(IL-3 수용체 알파)을 표적으로 하는 PE-접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증된 이 항체는 조혈세포 상의 천연 CD123을 검출하여 면역표현형 분석 및 백혈병 진단 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD123 mAb
비고/별칭	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
종	인간
GeneID (Human)	3563
GeneID	3563
면역원	재조합 단백질: 인간 CD123 (NP_002174.1)의 아미노산 1-378에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26951
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백