

Pe Rabbit Anti-Human Cd124/IL-4Ra Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P24394

품목 번호: CM0006254



소개

이 PE 접합 토끼 단클론 항체는 인간 CD124 (IL-4Rα)를 인식하며 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. Th2 분화, IgE 생성 및 알레르기 염증 반응에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE Rabbit anti-Human CD124/IL-4Ra mAb
비고/별칭	CD124; IL4RA; IL-4RA
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3566
GeneID	3566
면역원(Immunogen)	인간 CD124/IL-4Rα (NP_000409.1)의 아미노산 24-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P24394
단백질 분자량	26kDa/88kDa/90kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)