

Pe Rabbit Anti-Human Cd131/Csf2Rb 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P32927

품목 번호: CM0007803



소개

PE로 표지된 인간 CD131(CSF2RB)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. IL-3/IL-5/GM-CSF 수용체의 공통 베타 서브유닛을 표적합니다. 조혈 및 면역 세포 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD131 mAb
비고/별칭	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
종	인간
유전자 ID (인간)	1439
유전자 ID	1439
면역원	인간 CD131의 아미노산 17-443 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_000386.1).
원산	토끼
분류	단일클론 항체
응용	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P32927
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백