

Fc용 Pe 토끼 항인간 CD13/Anpep 단클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0005006



소개

인간 CD13/ANPEP(아미노펩티다아제 N)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학, 종양학 및 감염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
종	인간
유전자 ID (인간)	290
유전자 ID	290
면역원	인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스백