


Pe 토끼 항-인간 Cd141/트롬보모듈린 Mab - P07204

품목 번호: CM0010804



소개

인간 CD141/트롬보모듈린을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석법에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원 (aa 19-515). 내피세포, 응고 및 수지상세포(BDCA-3) 프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD141/트롬보모듈린 mAb
비고/별칭	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
종	인간
GeneID (인간)	7056
GeneID	7056
면역원	인간 CD141/트롬보모듈린 (NP_000352.1)의 아미노산 19-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07204
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩