


Pe 토끼 항인간 Cd146 단클론 항체 (Fc용) - P43121

품목 번호: CM0009402



소개

인간 CD146(MCAM/MUC18)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 맞춰 설계되었으며 인간 시료와 반응합니다. 세포 접착, 내피 생물학 및 흑색종 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD146 mAb
비고/별칭	MCAM; CD146; MUC18; 세포 표면 당단백질 MUC18
종	인간
GeneID (인간)	4162
GeneID	4162
면역원	제조합 단백질 인간 CD146(NP_006491.2)의 아미노산 24-559에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43121
단백질 분자량	57kDa/71kDa
배송 방식	아이스백