


세포내 유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 Cd152/Ctla-4 단클론 항체 - P16410

품목 번호: CM0005271



소개

억제성 T세포 수용체인 인간 CD152/CTLA-4에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석(FC) 적용 분야에 맞게 설계되었습니다. 인간 CD152/CTLA-4와 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD152/CTLA-4 mAb
비고/별칭	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1493
면역원	인간 CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)의 아미노산 37-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P16410
단백질 분자량	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
배송 방법	아이스 팩