

Pe 토끼 항인간 CD153 단클론항체 - P32971

품목 번호: CM0005932

소개

인간 CD153(CD30 리간드)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체로, 유세포분석에서 유효성이 검증되었습니다. T세포 증식 및 림프종 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD153 단클론항체
비고/별칭	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
반응 종	인간
유전자ID (인간)	944
유전자ID	944
면역원	인간 CD153 (NP_001235.1)의 아미노산 63-234번 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P32971
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩