

Pe 토끼 항-인간 Cd158A/Kir2Dl1 단일클론 항체 (유세포분석용) - P43626

품목 번호: CM0009690



소개

인간 CD158a/KIR2DL1(NK 세포 억제 수용체)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에 대해 검증되었으며, 인간과 교차 반응합니다. NK 세포 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD158a/KIR2DL1 mAb
비고/별칭	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3802
유전자 ID	3802
항원	인간 CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P43626
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 백(Ice bag)