

유세포분석용 PE 토끼 항인간 CD161 단클론항체 - Q12918

품목 번호: CM0010731



소개

유세포분석용 인간 CD161(KLRB1/NKR-P1A)에 대한 PE 접합 토끼 단클론항체입니다. 인간과 반응하며, NK 세포 억제 수용체 기능 연구 및 면역표현형 분석에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD161 단클론항체
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A
종	인간
유전자 ID	3820
면역원	인간 CD161(NP_002249.1)의 아미노산 67-225에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q12918
단백질 분자량	25kDa
배송 방법	아이스백