


Pe 토끼 항-인간 Cd163 Mab For Fc - Q86Vb7

품목 번호: CM0009156



소개

유세포 분석용 인간 CD163 (M130, 헤모글로빈 청소 수용체)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 대식세포 및 단핵구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD163 mAb
비고/별칭	M130; MM130; SCAR11
종	인간
GeneID (인간)	9332
GeneID	9332
면역원	제조합 단백질 인간 IL-10RA/CD210 (NP_004235.4)의 아미노산 42-1045에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q86VB7
단백질 분자량	125 kDa
배송	아이스 팩