


Pe 토끼 항-인간 Cd166/Alcam 단일클론 항체 (유세포분석용) - Q13740

품목 번호: CM0008174



소개

인간 CD166/ALCAM (SWISS: Q13740)을 특이적으로 인식하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포분석용으로 개발되었으며, 세포 부착, 면역 시냅스 형성, 줄기세포 귀소(homing), 및 종양 전이 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE 토끼 항-인간 CD166/ALCAM mAb
비고/별칭	MEMD; CD166
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	214
항원(Immunogen)	인간 CD166/ALCAM (NP_001618.2)의 아미노산 28-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13740
단백질 분자량	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)