

Pe 토끼 항-인간 Cd167A/Ddr1 단일클론 항체, Fc용 - Q08345

품목 번호: CM0010222



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 인간 CD167a/DDR1에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 콜라겐에 의해 활성화되는 티로신 키나아제인 상피 디스코이딘 도메인 수용체 1로, 암세포 침윤 및 조직 재형성에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD167a/DDR1 mAb
비고/별칭	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
종	인간
GeneID (인간)	780
GeneID	780
면역원	인간 CD167a/DDR1의 아미노산 21-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_054699.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q08345
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스팩