


Pe 토끼 항-인간 Cd170/Siglec-5 단일클론항체 - O15389

품목 번호: CM0011982



소개

골수계 세포에서 발현되는 시알산 결합 렉틴인 인간 CD170/Siglec-5를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석법으로 검증되었으며, 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD170/Siglec-5 단일클론항체
비고/별칭	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
종	인간
GeneID (인간)	8778
GeneID	8778
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O15389
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩