

Pe 토끼 항-인간 Cd172A/Sirpa 단클론성 항체 (유세포 분석용) - P78324

품목 번호: CM0011184



소개

인간 CD172a/SIRPα (P78324)를 표적하는 PE 접합 토끼 단클론성 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 식세포작용, 면역 조절 및 시냅스 신호 전달 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD172a/SIRPα mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	140885
GeneID	140885
면역원(Immunogen)	인간 CD172a/SIRPα (NP_542970.1)의 아미노산 31-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석/Flow Cytometry)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P78324
단백질 분자량	55 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)