

Pe Rabbit Anti-Human Cd177 Monoclonal Antibody For Fc - Q8N6Q3

품목 번호: CM0005371

소개

유세포 분석용 인간 CD177 (NB1/PRV-1)을 타겟으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 호중구 아군(subsets)의 CD177를 검출하도록 설계되었으며, 인간과 교차 반응을 합니다. 면역표현형 분석 및 연구 용도로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD177 mAb
비고/별칭	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
종 (Species)	Human
GeneID (human)	57126
GeneID	57126
면역원 (Immunogen)	인간 CD177 (NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	15kDa/27kDa/46kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)