

Pe 토끼 항-인간 Cd185/Cxcr5 단클론 항체 - 유세포 분석용 - P32302

품목 번호: CM0008972

소개

인간 CD185/CXCR5 (BLR1)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. B 세포 이동 및 버킷 림프종과 관련된 B 세포 화학주성 수용체를 표적으로 합니다. Swiss-Prot: P32302.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD185/CXCR5 단클론 항체
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	643
항원(Immunogen)	인간 CD185/CXCR5 (NP_033981.2)의 아미노산 1-47aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P32302
단백질 분자량	36kDa/42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)