

Pe 토끼 항-인간 Cd196/Ccr6 Mab - P51684

품목 번호: CM0008241



소개

PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CCR6/CD196을 타겟으로 합니다. 유세포 분석(Flow cytometry)을 위해 검증되었습니다. 수지상 세포, T세포, B세포의 화학주성 및 점막 면역에 중요한 GPCR를 타겟으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD196/CCR6 mAb
비고/별칭	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1235
GeneID	1235
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P51684
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)