

유세포 분석용 PE 토끼 항-인간 CD197/Ccr7 단일클론 항체 - P32248

품목 번호: CM0012539



소개

유세포 분석용 인간 CD197/CCR7(BLR2, EBI1)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 림프구 이동, 귀소 및 엡스타인-바 바이러스에 의해 유도되는 수용체 발현 연구에 적합합니다. UniProt P32248.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD197/CCR7 단일클론 항체
비고/별칭	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
종	인간
GeneID (인간)	1236
GeneID	1236
면역원	인간 CD197/CCR7(NP_001829.1)의 아미노산 25-59에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32248
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩