


유세포분석용 PE 토끼 항인간 CD1B 단클론 항체 - P29016

품목 번호: CM0012083



소개

인간 CD1b(SWISS: P29016)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었으며 지질 항원 제시 및 T세포 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD1B mAb
비고/별칭	R1; CD1; CD1A
종	인간
유전자ID (인간)	910
유전자ID	910
면역원	재조합 단백질 인간 CD1B (NP_001755.1)의 아미노산 18-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P29016
단백질 분자량	37kDa/30kDa
배송 방식	아이스 팩