


유세포 분석용 PE 토끼 항인간 CD1C 단클론 항체 - P29017

품목 번호: CM0008126



소개

지질 항원 제시 분자인 인간 CD1c (R7, BDCA1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증된 이 38 kDa 항체는 적응 면역 및 당지질 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종	인간
유전자 ID (인간)	911
유전자 ID	911
면역원	인간 CD1c (NP_001756.2)의 아미노산 19-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P29017
단백질 분자량	38kDa
배송 방법	아이스 팩