

유세포 측정용 PE 토끼 항인간 CD2 단클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0011736



소개

인간 CD2(T11, LFA-2, SRBC)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 특화되어 있습니다. 면역학 연구에서 T세포 및 NK 세포 동정에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD2 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
반응 종	인간
유전자ID (인간)	914
유전자ID	914
면역원	재조합 단백질 인간 CD2(NP_001758.2)의 아미노산 25-209번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백