


Pe 토끼 항-인간 CD200R 단일클론 항체 (유세포분석용) - Q8Td46

품목 번호: CM0008739



소개

유세포분석용으로 검증된 PE 접합 토끼 단일클론 항체 (인간 CD200R (OX2 수) 표적). 염증 및 종양학 연구에서 면역표현형 분석 및 면역 체크포인트 경로 탐색에 이상적입니다. 분자량: 37 kDa; 반응성 종: 인간.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD200R mAb
비고/별칭	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
종	인간
유전자 ID (인간)	131450
면역원	인간 CD200R (NP_740750.1)의 아미노산 29-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TD46
단백질 무게	37kDa
배송	아이스백