


Fc용 Pe 토끼 항-인간 CD205/Dec-205 단일클론 항체 - O60449

품목 번호: CM0010928



소개

유세포 분석을 위해 인간 CD205/DEC-205(LY75)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 수지상세포와 B세포의 엔도사이토시스 수용체를 검출합니다. 높은 특이성을 가지며 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD205/DEC-205 mAb
비고/별칭	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
종	인간
GeneID (인간)	4065
GeneID	4065
면역원	인간 CD205/DEC-205(NP_002340.2)의 아미노산 216-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O60449
단백질 중량	198kDa
배송	아이스팩