


Fc용 Pe 토끼 항인간 CD207/Langerin Mab - Q9Uj71

품목 번호: CM0005359



소개

유세포 분석용 인간 CD207/Langerin을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간에 특이적이며 랑게르한스 세포 생물학 및 항원 제시 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD207/Langerin mAb
비고/별칭	CLEC4K
종	인간
유전자ID	50489
면역원	인간 Langerin/CD207 (NP_056532.4)의 아미노산 65-328에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UJ71
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백