


Pe 토끼 항-인간 CD213A1/IL-13Ra1 단클론 항체 (유세포분석용) - P78552

품목 번호: CM0009987



소개

인간 CD213a1/IL-13Ra1 (CT19)을 타겟으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(Flow Cytometry)용입니다. 인간과 반응합니다. 분자량 49 kDa. 면역 세포의 인터루킨-13 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD213a1/IL-13Ra1 mAb
비고/별칭	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3597
면역원(Immunogen)	재조합 단백질: 인간 CD213a1/IL-13Ra1 (NP_001551.1)의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P78552
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)