

Pe Rabbit Anti-Human Cd220 단일클론항체, 유세포분석용 - P06213

품목 번호: CM0008234



소개

PE로 표지된, 인간 CD220 (인슐린 수용체)에 대한 토끼 단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. 분자량 156 kDa의 인간 CD220을 인식합니다. FC 연구용으로 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD220 mAb
비고/별칭	HHF5; CD220
종	인간
GeneID (인간)	3643
GeneID	3643
면역원	재조합 단백질 인간 CD220 (NP_000199.2)의 아미노산 28-944 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06213
단백질 분자량	156 kDa
배송	아이스백