

Pe Rabbit Anti-Human Cd221A/Igf-1Rα Mab - P08069

품목 번호: CM0011157



소개

유세포 분석(flow cytometry)에 대해 검증된 PE 결합 토끼 항-인간 CD221/IGF-1R 단일클론 항체입니다. 인간 세포의 IGF-1R 발현 검출에 적합하며, 암 및 세포 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD221α/IGF-1Rα mAb
비고/별칭	IGFR; CD221; IGFR; JTK13
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3480
GeneID	3480
면역원(Immunogen)	인간 CD221α/IGF-1Rα (NP_000866.1)의 아미노산 31-932에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08069
단백질 분자량	155kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)