


Pe 토끼 항-인간 CD226/Dnam-1 단클론 항체 (Fc용) - Q15762

품목 번호: CM0009341



소개

유세포계측법(Flow cytometry)용 PE 접합 토끼 항-인간 CD226 (DNAM-1) 단클론 항체입니다. 이 항체는 T 세포 및 NK 세포의 공동자극 수용체인 CD226을 표적으로 하며, PVR/CD155 및 Nectin2/CD112에 결합할 때 종양 및 감염된 세포에 대한 세포독성을 향상시킵니다. 면역 세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10666
GeneID	10666
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD226/DNAM-1 (NP_006557.2)의 아미노산 19-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q15762
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)