


유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 CD23 단클론 항체 - P06734

품목 번호: CM0010129



소개

유세포 분석용으로 인간 CD23(FcεRII)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. B 세포 조절에 관여하는 저친화성 IgE 수용체를 검출하며 인간과 교차 반응성이 있고 분자량은 36 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD23 mAb
비고/별칭	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2
종	인간
유전자 ID (인간)	2208
유전자 ID	2208
면역원	인간 CD23 (NP_001993.2)의 아미노산 48-321번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P06734
단백질 분자량	36kDa
운송 방식	아이스 팩