


Pe 토끼 항-인간 CD235a/글리코포린 A 단일클론 항체 (Fc용) - P02724

품목 번호: CM0009188



소개

유세포 분석(Flow cytometry) 검증을 완료한 인간 CD235a/글리코포린 A 표적 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 적혈구 막 연구, MN 혈액형 연구 및 감염병 수용체 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD235a/글리코포린 A mAb
비고/별칭	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
종	인간
유전자 ID (인간)	2993
유전자 ID	2993
면역원	인간 CD235a의 아미노산 20-91 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 (NP_002090.4)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P02724
단백질 무게	13kDa/16kDa
배송	아이스팩