

유세포측정용 Pe 토끼 항인간 Cd24 단클론 항체 - P25063

품목 번호: CM0004190

소개

인간 CD24를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 적합합니다. CD24는 세포 분화 및 면역 조절에 관여하는 GPI 고정 당단백질입니다. 인간에 대한 교차 반응성이 검증되었으며 B세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD24 mAb
비고/별칭	CD24A; CD24
종	인간
GeneID (인간)	100133941
GeneID	100133941
면역원	합성 펩티드: 인간 CD24 (NP_037362.1) 아미노산 1-80번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P25063
단백질 분자량	8kDa; 13kDa
배송	아이스 팩