

Pe Rabbit Anti-Human Cd244/2B4 단일클론항체 For Fc - Q9Bzw8

품목 번호: CM0008626

소개

유세포 분석용 인간 CD244/2B4 (SLAMF4)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체. 주요 NK 세포 수용체인 인간 CD244를 인식하며, 면역세포 프로파일링 및 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD244/2B4 mAb
비고/별칭	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 molecule
종	인간
GeneID (human)	51744
GeneID	51744
면역원	인간 CD244/2B4 (NP_001160135.1)의 아미노산 22-221 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	30kDa/36kDa/41kDa
배송	아이스백