

Pe Rabbit Anti-Human Cd270/Hvem 단클론항체 For Fc - Q92956

품목 번호: CM0011683



소개

인간 CD270/HVEM (TNFRSF14)에 대한 PE 접합 토끼 단클론항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 인간 샘플에서 T 세포 공동자극, 면역 체크포인트 신호전달, 헤르페스바이러스 진입 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
비고/별칭	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF 수용체 초가족 구성원 14
종	인간
유전자 ID (인간)	8764
유전자 ID	8764
면역원	인간 CD270/HVEM (NP_003811.2)의 아미노산 39-162 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q92956
단백질 무게	21kDa/30kDa
배송	아이스백