


Fc용 Pe 토끼 항인간 CD275/B7-H2/Icosl 단클론 항체 - O75144

품목 번호: CM0005824



소개

인간 CD275/B7-H2/ICOSL에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석법(FC)에 특별히 설계되었습니다. 면역 연구에서 T세포 공동자극, B세포 활성화 및 호중구 트랜스마이그레이션 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD275/B7-H2/ICOSL mAb
비고/별칭	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
종	인간
유전자 ID (인간)	23308
유전자 ID	23308
면역원	인간 CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1)의 아미노산 19-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O75144
단백질 분자량	20kDa/33kDa/34kDa
배송	아이스백