


유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Human Cd28 단일클론 항체 - P10747

품목 번호: CM0007950



소개

인간 CD28(Tp44)을 표적으로 하는 PE-접합 토끼 단일클론 항체로, 주요 T-세포 공동자극 수용체입니다. 인간 샘플에서 T-세포 활성화, 증식 및 사이토카인 생산 연구를 위한 유세포 분석 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD28 mAb
비고/별칭	Tp44
종	인간
유전자 ID (인간)	940
유전자 ID	940
면역원	인간 CD28 풀렝스 재조합 단백질 (P10747).
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백